

# タイガーマルチ ミニ



金属・レジンの  
中研磨から艶出しまで、  
これ1つでOK!!

コンパクトで持ちやすい**タイガーマルチのミニタイプ!!**  
ハンドピースを用いた研磨・艶出しに、ご使用下さい。  
研磨材に直接触れずに作業ができ、手が汚れ難いプラスチック容器仕様!!

## ■ 使用例1・クラウン



クラウン研磨・艶出し

艶出し後

## ■ 使用例2・硬質レジン



硬質レジン研磨・艶出し

艶出し後

## 用途

チタン合金、純チタン、コバルト・クロム合金、  
硬質・軟質メタル、レジンの研磨

## 特徴

- 酸化アルミニウム超微細粉末によって  
切削力(キズ取り)、艶出し力が大幅にアップ。
- 研磨材の特殊加工により、  
補綴物への油膜の付着が少なく洗浄が楽です。



一般医療機器

医療機器届出番号  
23B1X10001C09065

歯科用研磨器材

包装単位

120g | 標準価格1,300円